


Anleitung Probenentnahme Immunologischer Stuhltest




1
Vor- und Nachname sowie das Datum der Probenentnahme auf das etikettierte Proberöhrchen schreiben.




2
Vor dem Stuhlgang zunächst einige Lagen Toilettenpapier als Auffanghilfe in die Toilette legen




3
Nach dem Stuhlgang das Proberöhrchen nehmen und die türkise Kappe durch leichtes Drehen samt Teststab aus dem Röhrchen ziehen.




4
Mit der Spitze des türkisen Teststabs an verschiedenen Stellen über die Stuhlprobe streichen.



5
Die Rillen der Spitze müssen da- nach vollständig mit Stuhlprobe gefüllt sein.



6
Teststab in das Proberöhrchen stecken und dieses somit verschließen. Nach einem hörbaren „Klick“ ist das Proberöhrchen ordentlich verschlossen. Probenentnahme nichtwiederholen!



7
Das verschlossene Proberöhrchen kräftig schütteln. Stecken Sie es in den grünen Beutel und verschließen Sie diesen.



Praxis für
Labormedizin & Mikrobiologie